




Implante

PEEK

Personalizado

CRANIUM i3D

IRSA


MEDICAL

Características




Fabricado en PEEK (polieteretercetona)

Material biocompatible
y bioestable



Mayor confort

Dadas las propiedades
térmicas del PEEK
proveen al paciente de
un mayor confort una
vez implantado.



Forma personalizada

Diseño 3D basado en
la tomografía del
paciente, restaurando
de forma precisa los
defectos o ausencia
de tejido óseo.



Baja densidad

Al ser un polímero, el
implante cuenta con
un bajo peso sin
comprometer la
resistencia
mecánica.



Facilidad de seguimiento con estudios de imagen

Compatibilidad con
TAC y rayos X
debido a la baja
atenuación de los
rayos x.




Propiedades similares al hueso

Al ser un polímero, el
implante cuenta con
un bajo peso sin
comprometer la
resistencia mecánica.

Diseño

Estudiodeimagen

TAC cortes finos
(menor a 1.25mm)



Segmentación





Diseño **CRANIUM i3D**



Modelo anatómico

Fabricación

***Preparación
para
fabricación***



Fabricación



***Acabado
final***



Empaquetado



Entrega

Preoperatorio



Operatorio

***En breve un asesor se
pondrá en contacto contigo***



CONTACTO

Teléfono y WhatsApp
33-1246-1211



MATRIZ

Av. Acueducto 6075A, Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco.

